

CARBONATO DE SODIO MONOHIDRATADO A.C.S.

Sodium Carbonate Monohydrate

$\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$

CAS: 5968-11-6

Apariencia típica:

Uso analítico:

Cambio de estado (aproximado):

Solubilidad acuosa:

CAT. 2345

P.M. 124.00

Gránulos blancos.

Buffer, ajustador de pH.

Se anhidra a 100°C

Soluble en tres partes de agua.

ESPECIFICACIONES

Ensayo ($\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$)

Pérdida por secado

$\geq 99.5\%$

13.0 – 15.0%

Máximo permitido

Materia insoluble

Cloruro (Cl)

Fosfato (PO_4)

Silicato (SiO_2)

Compuestos sulfurados (como SO_4)

Metales pesados (como Pb)

Hierro (Fe)

Calcio (Ca)

Magnesio (Mg)

Potasio (K)

0.01%

0.001%

5 ppm

0.005%

0.004%

5 ppm

5 ppm

0.03%

0.005%

0.005%

PRESENTACIONES

250, 500 g, 2.5 kg

NFPA: 2-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE