

CIANURO DE SODIO A.C.S.

Sodium Cyanide	CAT. 2350
NaCN	P.M. 49.01
CAS: 143-33-9	
Apariencia típica:	Sólido blanco.
Uso analítico:	Agente complejométrico, análisis de electroplateado.
Punto de fusión:	563°C
Solubilidad en agua:	58 g en 100 mL

ESPECIFICACIONES

Ensayo (NaCN)	≥ 95.0%
	<i>Máximo permitido</i>
Fosfato (PO ₄)	0.02%
Cloruro (Cl)	0.15%
Sulfato (SO ₄)	0.05%
Sulfuro (S)	0.005%
Tiocianato (SCN)	0.02%
Hierro, total (como Fe)	0.005%
Plomo (Pb)	5 ppm

PRESENTACIONES

250, 500 g, 2.5, 10 kg

NFPA: 3-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: AZUL