

COLORURO DE SODIO A.C.S.

Sodium Chloride	CAT. 2365
NaCl	P.M. 58.44
CAS: 7647-14-5	
Apariencia típica:	Cristales incoloros.
Uso analítico:	Electrolito; buffer; modificador de muestras.
Punto de fusión:	800°C
Solubilidad acuosa:	36 g en 100 mL a 20°C

ESPECIFICACIONES

Ensayo (NaCl)	≥ 99.0%
pH de una solución al 5% a 25.0°C	5.0 – 9.0
	<i>Máximo permitido</i>
Materia insoluble	0.005%
Yoduro (I)	0.002%
Bromuro (Br)	0.01%
Clorato y nitrato (como NO ₃)	0.003%
Fosfato (PO ₄)	5 ppm
Sulfato (SO ₄)	0.004%
Bario (Ba)	Pasa prueba
Metales pesados (como Pb)	5 ppm
Hierro (Fe)	2 ppm
Calcio (Ca)	0.002%
Magnesio (Mg)	0.001%
Potasio (K)	0.005%

PRESENTACIONES

250, 500 g, 2.5, 10 kg

NFPA: 1-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE