

COBALTINITRITO DE SODIO A.C.S.

Sodium Cobaltinitrite

$\text{Na}_3\text{Co}(\text{NO}_2)_6$

CAS: 13600-98-1

Apariencia típica:

Uso analítico:

Solubilidad acuosa:

CAT. 2370

P.M. 403.94

Polvo amarillo-naranja.

Detección de potasio.

Muy soluble.

ESPECIFICACIONES

Materia insoluble

Apropiado para determinación de potasio

$\leq 0.02\%$

Pasa prueba

PRESENTACIONES

25, 100, 250 g

NFPA: 2-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: AMARILLO