

CROMATO DE SODIO TETRAHIDATADO REACTIVO

Sodium Chromate Tetrahydrate

$\text{CrNa}_2\text{O}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$

CAS: 1003-82-9

Apariencia típica:

Solubilidad acuosa:

CAT. 2375

P.M. 234.03

Cristales o polvo cristalino amarillo.

443 g/L a 20°C

ESPECIFICACIONES

Ensayo ($\text{CrNa}_2\text{O}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$)

$\geq 99.0\%$

Máximo permitido

Cloruro (Cl)

0.005%

Sulfato (SO_4)

0.03%

Calcio (Ca)

0.005%

PRESENTACIONES

100, 250 g

NFPA: 3-0-1

COLOR DE ALMACENAJE: AMARILLO