

ESTEARATO DE SODIO REACTIVO

Sodium Stearate
 $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{16}\text{COONa}$

CAS: 822-16-2

Apariencia típica:

CAT. 2390

P.M. 306.46

Polvo blanco.

ESPECIFICACIONES

Descripción
 Solubilidad
 Ensayo de identidad
 A
 B

Pasa prueba

Pasa prueba

Corresponde

Corresponde

Máximo permitido

Acidez

0.280 – 1.2%

Pérdida al secado

0.5%

Sustancias insolubles en etanol

Pasa prueba

PRESENTACIONES

250, 500 g

NFPA: 0-1-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE