

FLUORURO DE SODIO A.C.S.

Sodium Fluoride	CAT. 2395
NaF	P.M. 41.99
CAS: 7681-49-4	
Apariencia típica:	Polvo blanco.
Uso analítico:	Agente secuestrante.
Punto de fusión:	990°C
Solubilidad acuosa:	4.3 g en 100 mL a 25°C

ESPECIFICACIONES

Ensayo (NaF)	≥ 99.0%
	<i>Máximo permitido</i>
Materia insoluble	0.02%
Pérdida por secado	0.3%
Cloruro (Cl)	0.005%
Ácido titulable [meq/g]	0.03
Base titulable [meq/g]	0.01
Fluosilicato de sodio (Na_2SiF_6)	0.1%
Sulfato (SO_4)	0.03%
Sulfito (SO_2)	0.005%
Metales pesado (como Pb)	0.003%
Hierro (Fe)	0.003%
Potasio (K)	0.02%

PRESENTACIONES

100, 250, 500 g

NFPA: 3-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: AZUL