

METABISULFITO DE SODIO A.C.S.

Sodium Metabisulfite
(Bisulfito Disódico)

CAT. 2450

$\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$

P.M. 190.11

CAS: 7681-57-4

Apariencia típica:

Cristales o polvo blanco.

Uso analítico:

Agente reductor.

Solubilidad acuosa:

64 g en 100 mL a 20°C

ESPECIFICACIONES

Ensayo ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$)

$\geq 97.0\%$

Máximo permitido

Materia insoluble

0.005%

Cloruro (Cl)

0.05%

Tiosulfato (S_2O_3)

0.05%

Metales pesados (como Pb)

0.001%

Hierro (Fe)

0.002%

PRESENTACIONES

250, 500 g, 2.5 kg

NFPA: 3-0-1

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE