

METAPERYODATO DE SODIO A.C.S.

Sodium Metaperiodate	CAT. 2455
(Peryodato de Sodio, Tetraoxoyodato VII de sodio)	
NaIO_4	P.M. 213.89
CAS: 7790-28-5	
Apariencia típica:	Cristales
Uso analítico:	Estándar oxidimétrico; determinación de manganeso.
Cambio de estado (aproximado):	Se descompone a 300°C
Solubilidad acuosa:	37 g en 100 mL a 50°C

ESPECIFICACIONES

Ensayo (NaIO_4) base seca	99.8 – 100.3%
	<i>Máximo permitido</i>
Otros halógenos (como Cl)	0.02%
Manganeso (Mn)	3 ppm

PRESENTACIONES

NFPA: 1-0-3	25, 100 g	COLOR DE ALMACENAJE: AMARILLO
-------------	-----------	-------------------------------