

MOLIBDATO DE SODIO DIHIDRATADO A.C.S.

Sodium Molybdate Dihydrate

$\text{Na}_2\text{MoO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

CAS: 10102-40-6

Apariencia típica:

Uso analítico:

Cambio de estado (aproximado):

Solubilidad acuosa:

CAT. 2460

P.M. 241.95

Cristales

Reactivo alcaloide.

Pierde su agua de cristalización a 100°C

56 g en 100 mL a 0°C

ESPECIFICACIONES

Ensayo ($\text{Na}_2\text{MoO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)

pH de una solución al 5% a 25.0°C

99.5 – 103.0%

7.0 – 10.5

Máximo permitido

Materia insoluble

Cloruro (Cl)

Fosfato (PO_4)

Sulfato (SO_4)

Amonio (NH_4)

Metales pesados (como Pb)

Hierro (Fe)

0.005%

0.005%

5 ppm

0.015%

0.001%

5 ppm

0.001%

PRESENTACIONES

100, 250, 500 g

NFPA: 2-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE