

NITRATO DE SODIO A.C.S.

Sodium Nitrate	CAT. 2465
NaNO_3	P.M. 84.99
CAS: 7631-99-4	
Apariencia típica:	Cristales incoloros.
Uso analítico:	Oxidante
Punto de fusión:	308°C
Solubilidad acuosa:	88 g en 100 mL a 20°C

ESPECIFICACIONES

Ensayo (NaNO_3)	$\geq 99.0\%$
pH de una solución al 5% a 25.0°C	5.5 – 8.3
	<i>Máximo permitido</i>
Materia insoluble	0.005%
Cloruro (Cl)	0.001%
Yodato (IO_3)	5 ppm
Nitrito (NO_2)	0.001%
Fosfato (PO_4)	5 ppm
Sulfato (SO_4)	0.003%
Calcio (Ca)	0.005%
Magnesio (Mg)	0.002%
Metales pesados (como Pb)	5 ppm
Hierro (Fe)	3 ppm

PRESENTACIONES

100, 250, 500 g, 2.5 kg

NFPA: 1-0-1

COLOR DE ALMACENAJE: AMARILLO