

NITRITO DE SODIO A.C.S.

Sodium Nitrite	CAT. 2470
NaNO_2	P.M. 69.00
CAS: 7632-00-0	
Apariencia típica:	Cristales blancos o ligeramente amarillos.
Uso analítico:	Agente reductor.
Punto de fusión:	271°C; se descompone alrededor de 320°C
Solubilidad acuosa:	82 g en 100 mL a 20°C

ESPECIFICACIONES

Ensayo (NaNO_2)	$\geq 97.0\%$
	<i>Máximo permitido</i>
Materia insoluble	0.01%
Cloruro (Cl)	0.005%
Sulfato (SO_4)	0.01%
Metales pesados (como Pb)	0.001%
Hierro (Fe)	0.001%
Calcio (Ca)	0.01%
Potasio (K)	0.005%

PRESENTACIONES

250, 500 g, 2.5, 10 kg

COLOR DE ALMACENAJE: AMARILLO

NFPA: 2-0-1