

NITROPRUSIATO DE SODIO DIHIDRATADO REACTIVO

Sodium Nitroprusside Dihydrate
(Nitroferricianuro de sodio dihidratado)

CAT. 2475

$\text{Na}_2[\text{Fe}(\text{CN})_5\text{NO}] \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

P.M. 297.95

CAS: 13755-38-9

Apariencia típica:

Cristales rojo rubí.

ESPECIFICACIONES

Ensayo ($\text{Na}_2[\text{Fe}(\text{CN})_5\text{NO}] \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)

$\geq 99.0\%$

Máximo permitido

Materia insoluble

0.01%

Cloruro (Cl)

0.02%

Ferricianuro

0.05%

Sulfato (SO_4)

0.01%

PRESENTACIONES

25, 100 g

NFPA: 3-0-1

COLOR DE ALMACENAJE: AZUL