

PIROFOSFATO DE SODIO ANHIDRO REACTIVO

Sodium Pyrophosphate Anhydrous
(Pirofosfato de sodio tetrabásico)

CAT. 2495

$\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7$

P.M. 265.90

CAS: 7722-88-5

Anpariencia típica:

Cristales

Punto de fusión:

988°C

ESPECIFICACIONES

Ensayo ($\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7$)

$\geq 99.0\%$

Máximo permitido

Insolubles, Calcio y precipitados en Hidróxido de amonio

0.01%

Carbonato

Pasa prueba

Cloruro (Cl)

0.03%

Compuestos nitrogenados (como N)

0.002%

Ortofosfato (PO_4)

0.2%

Sulfato (SO_4)

0.1%

Arsénico (As)

0.0002%

Metales pesados (como Pb)

0.001%

Hierro (Fe)

0.001%

PRESENTACIONES

100, 250, 500 g, 2.5 kg

NFPA: 1-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE