

PIROFOSFATO DE SODIO DECAHIDRATADO A.C.S.

Sodium Pyrophosphate Decahydrate	CAT. 2497
(Ácido Difosforico Decahidratado, Sal Tetrasódica)	
$\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$	P.M. 446.06
CAS: 13472-36-1	
Apariencia típica:	Sólido incoloro.
Punto de fusión:	79°C
Solubilidad acuosa:	10 g en 100 mL a 20°C

ESPECIFICACIONES

Ensayo ($\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$)	99.0 – 103.0%
pH de una solución al 5% a 25°C	9.5 – 10.5
	<i>Máximo permitido</i>
Materia insoluble	0.01%
Cloruro (Cl)	0.002%
Sulfato (SO_4)	0.005%
Compuestos con nitrógeno (como N)	0.001%
Metales pesados (como Pb)	0.001%
Hierro (Fe)	0.001%

PRESENTACIONES

NFPA: 1-0-0	100, 250, 500 g	COLOR DE ALMACENAJE: VERDE
-------------	-----------------	----------------------------