

SALICILATO DE SODIO REACTIVO

Sodium Salicylate

$\text{NaC}_7\text{H}_5\text{O}_3$

CAS: 54-21-7

Descripción:

Solubilidad:

CAT. 2500

P.M. 160.10

Polvo microcristalino incoloro o con ligero tinte rosa.

Ligeramente soluble en agua y en glicerol, muy soluble en agua hirviendo y en alcohol caliente; ligeramente soluble en alcohol.

ESPECIFICACIONES

Ensayo ($\text{NaC}_7\text{H}_5\text{O}_3$)

99.5 – 100.2%

Máximo permitido

Materia insoluble

0.005%

Cloruro (Cl)

0.003%

Sulfato (SO_4)

0.01%

Amonio (NH_3)

0.03%

Metales pesados (Pb)

0.001%

PRESENTACIONES

100, 250, 500 g

NFPA: 1-1-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE