

SELENITO DE SODIO REACTIVO

Sodium Selenite

Na_2SeO_3

CAS: 10102-18-8

Apariencia típica:

Solubilidad acuosa:

CAT. 2501

P.M. 172.94

Polvo blanco cristalino inodoro.

Soluble

ESPECIFICACIONES

Ensayo (Na_2SeO_3)

Solubilidad

$\geq 97.0\%$

Pasa prueba

Máximo permitido

Pasa prueba

Carbonato

Cloruro (Cl)

0.01%

Nitrato (NO_3)

0.01%

Selenato y sulfato

No reacciona

PRESENTACIONES

100, 250, 500 g

NFPA: 3-1-0

COLOR DE ALMACENAJE: AZUL