

SULFATO DE SODIO ANHIDRO A.C.S.

Sodium Sulfate, Anhydrous

Na_2SO_4

CAS: 7757-82-6

Apariencia típica:

Uso analítico:

Punto de fusión:

Solubilidad acuosa:

CAT. 2505

P.M. 142.04

Cristales

Determinación de nitrógeno en el método Kjeldahl; agente secante.

884°C

20 g en 100 mL a 20°C

ESPECIFICACIONES

Ensayo (Na_2SO_4)

$\geq 99.0\%$

pH de una solución 5% a 25°C

5.2 – 9.2

Máximo permitido

Materia insoluble

0.01%

Pérdida por ignición

0.5%

Cloruro (Cl)

0.001%

Compuestos nitrogenados (como N)

5 ppm

Fosfato (PO_4)

0.001%

Metales pesados (como Pb)

5 ppm

Hierro (Fe)

0.001%

Calcio (Ca)

0.01%

Magnesio (Mg)

0.005%

Potasio (K)

0.01%

PRESENTACIONES

250, 500 g, 2.5 kg

NFPA: 1-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE