

SULFITO DE SODIO ANHIDRO A.C.S.

Sodium Sulfite Anhydrous

Na_2SO_3

CAS: 7757-83-7

Apariencia típica:

Uso analítico:

Solubilidad acuosa:

CAT. 2510

P.M. 126.04

Cristales blancos.

Agente reductor.

28 g en 100 mL a 84°C

ESPECIFICACIONES

Ensayo (Na_2SO_3)

$\geq 98.0\%$

Máximo permitido

Materia insoluble

0.005%

Ácido libre

Pasa prueba

Base libre titulable [meq/g]

0.03

Cloruro (Cl)

0.02%

Metales pesados (como Pb)

0.001%

Hierro (Fe)

0.001%

PRESENTACIONES

250, 500 g, 2.5, 10 kg

NFPA: 2-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE