

TARTRATO DE SODIO DIHIDRATADO A.C.S.

Sodium Tartrate Dihydrate
(CHOHCOONa)₂*2H₂O

CAS: 6106-24-7

Apariencia típica:

Uso analítico:

Cambio de estado (aproximado):

Solubilidad acuosa:

CAT. 2520

P.M. 230.08

Cristales blancos.

Reactivo estandarizante de Karl Fischer.

Se deshidrata a 120°C

69 g en 100 mL a 43°C

ESPECIFICACIONES

Ensayo (Na₂C₄H₄O₆*2H₂O)

99.0 – 101.0%

Pérdida por secado

15.61 – 15.71%

pH de una solución al 5% a 25°C

7.0 – 9.0

Máximo permitido

Materia insoluble

0.005%

Cloruro (Cl)

5 ppm

Fosfato (PO₄)

5 ppm

Sulfato (SO₄)

0.005%

Amonio (NH₄)

0.003%

Calcio (Ca)

0.01%

Metales pesados (como Pb)

5 ppm

Hierro (Fe)

0.001%

PRESENTACIONES

100, 250, 500 g

NFPA: 0-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE