

TIOCIANATO DE SODIO A.C.S.

Sodium Thiocyanate (Sulfocianuro de Sodio)	CAT. 2530
NaSCN	P.M. 81.07
CAS: 540-72-7	
Apariencia típica:	Cristales blancos o incoloros.
Uso analítico:	Titulador
Punto de fusión:	300°C
Solubilidad acuosa:	Soluble en 0.6 partes de agua.

ESPECIFICACIONES

Ensayo (NaSCN)	≥ 98.0%
	<i>Máximo permitido</i>
Materia insoluble	0.005%
Carbonato (como Na ₂ CO ₃)	0.2%
Cloruro (Cl)	0.01%
Sulfato (SO ₄)	0.01%
Sulfuro (S)	0.001%
Amonio (NH ₄)	0.002%
Metales pesados (como Pb)	5 ppm
Hierro (Fe)	2 ppm

PRESENTACIONES

NFPA: 3-0-1	100, 250, 500 g	COLOR DE ALMACENAJE: VERDE
-------------	-----------------	----------------------------