

TIOSULFATO DE SODIO ANHIDRO REACTIVO

Sodium Thiosulfate Anhydrous

$\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$

CAS: 7772-98-7

Apariencia típica:

Solubilidad acuosa:

CAT. 2535

P.M. 158.13

Sólido incoloro.

Soluble

ESPECIFICACIONES

Ensayo ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$)

pH de una solución al 5% a 25°C

$\geq 63.71\%$

6.0 – 8.4

Máximo permitido

Materia insoluble

Compuestos nitrogenados

Sulfato y sulfito (como SO_4)

Metales pesados (como Pb)

0.005%

0.002%

0.05%

0.001%

PRESENTACIONES

100, 250, 500 g

NFPA: 1-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE