

TUNGSTATO DE SODIO DIHIDRATADO A.C.S.

Sodium Tungstate Dihydrate

CAT. 2545

$\text{Na}_2\text{WO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

P.M. 329.84

CAS: 10213-10-2

Apariencia típica:

Cristales blancos o incoloros.

Uso analítico:

Precipitante para alcaloides y proteínas en materiales biológicos.

Cambio de estado (aproximado):

Se deshidrata a 100°C

Solubilidad acuosa:

124 g en 100 mL a 100°C

ESPECIFICACIONES

Ensayo ($\text{Na}_2\text{WO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)

99.0 – 101.0%

Máximo permitido

Materia insoluble

0.01%

Base libre titulable [meq/g]

0.02

Cloruro (Cl)

0.005%

Molibdeno (Mo)

0.001%

Sulfato (SO_4)

0.01%

Metales pesados y hierro (como Pb)

0.001%

PRESENTACIONES

25, 100, 250, 500 g

NFPA: 1-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE