

YODATO DE SODIO REACTIVO

Sodium Iodate
 NaIO_3
 CAS: 7681-55-2
 Apariencia típica:

CAT. 2550
 P.M. 197.89

Polvo cristalino blanco.

ESPECIFICACIONES

Ensayo (NaIO_3)
 Neutralidad

99.7 – 100.2%

Pasa prueba
Máximo permitido

Materia insoluble
 Clorato (ClO_3)
 Cloruro y bromuro (como Cl)
 Yoduro (I)
 Compuestos nitrogenados (como N)
 Sulfato (SO_4)
 Metales pesados (como Pb)
 Hierro (Fe)

0.005%
 0.01%
 0.02%
 0.005%
 0.003%
 0.005%
 5 ppm
 0.001%

PRESENTACIONES

25, 100 g

NFPA: 1-0-1

COLOR DE ALMACENAJE: AMARILLO