

YODURO DE SODIO A.C.S.

Sodium Iodide	CAT. 2555
NaI	P.M. 149.89
CAS: 7681-82-5	
Apariencia típica:	Cristales blancos, se tornan color café en exposición al aire.
Uso analítico:	Reactivo yodométrico.
Punto de fusión:	651°C
Solubilidad acuosa:	200 g en 100 mL

ESPECIFICACIONES

Ensayo (NaI)	≥ 99.5%
pH de una solución al 5% a 25°C	6.0 – 9.0
	<i>Máximo permitido</i>
Materia insoluble	0.01%
Cloruro y bromuro (como Cl)	0.01%
Yodato (IO_3)	3 ppm
Fosfato (PO_4)	0.001%
Sulfato (SO_4)	0.005%
Bario (Ba)	0.002%
Metales pesados (como Pb)	5 ppm
Hierro (Fe)	5 ppm
Calcio (Ca)	0.002%
Magnesio (Mg)	0.001%
Potasio (K)	0.01%

PRESENTACIONES

100, 250, 500 g

NFPA: 2-0-1

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE