



[Hogar](#) / [Piezas de servicio](#) / [Piezas de servicio](#) / [Piezas de servicio](#)
/ **Batería de litio, tipo moneda, 3,0 V**



Batería de litio, tipo moneda, 3,0 V

Número de producto: 4418600

✓ Disponible

Precio: Contáctenos

Materiales peligrosos

⚠ Envío peligroso. Los artículos con esta marca pueden considerarse peligrosos en ciertas condiciones de envío. Si es necesario, modificaremos el método de envío seleccionado para adaptarlo a estos artículos.

Esta batería alimenta la memoria de respaldo de la placa de circuito del turbidímetro de laboratorio 2100N.

Recursos

Idioma

Inglés estadounidense (1)



Manuales (1)