



Membrana de 25 µm para Evita Oxy 1100 para sensor de oxígeno disuelto, paquete de 1

Ref. producto:	085G0021
EUR Precio:	Contáctenos
Disponible	

Recomendado para el rango de medición de 0,002-2 mg/L DO.

Los cartuchos de membrana para Oxy 1100 se suministran listos para su uso. Ánodo, cátodo, electrolito y membrana premontados en un envase de aluminio.

Especificaciones

Eliminación:	El sensor OXY 1100 debe desecharse como un residuo industrial normal.
Rango de medición:	0,002 - 2 mg/L
Tiempo de respuesta:	7 s