



## Membrana de 25 µm para Evita Oxy 1100 para sensor de oxígeno disuelto, paquete de 5

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| <b>Ref. producto:</b> | <b>085G0024</b> |
| EUR Precio:           | Contáctenos     |
| Disponible            |                 |

Recomendado para el rango de medición de 0,002-2 mg/L DO.

Los cartuchos de membrana para Oxy 1100 se suministran listos para su uso. Ánodo, cátodo, electrolito y membrana premontados en un envase de aluminio.

---

### Especificaciones

|                      |                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Eliminación:         | El sensor OXY 1100 debe desecharse como un residuo industrial normal |
| Rango de medición:   | 0,002 - 2 mg/L                                                       |
| Tiempo de respuesta: | 7 s                                                                  |