



EVITA OXY 1100 Membrana de 50 µm para el sensor de oxígeno disuelto, 5 unidades

Ref. producto:	085G0026
EUR Precio:	Contáctenos
Disponible	

Recomendado para el rango de medición de 0,1-10 mg/l DO.

Especificaciones

Eliminación:	El sensor OXY 1100 usado debe desecharse como un residuo industrial normal
Espesor de membrana:	50 µm
Notas especiales:	El sensor OXY 1100 usado debe desecharse como un residuo industrial normal
Rango de medición:	0,1 - 10 mg/L recomendado
Tiempo de respuesta:	22 s