



EVITA OXY 1100 Membrana de 50 µm para el sensor de oxígeno disuelto, 10 unidades

Ref. producto:	085G0027
EUR Precio:	Contáctenos
Disponible	

Recomendado para el rango de medición de 0,1-10 mg/l DO.

Especificaciones

Eliminación:	El sensor OXY 1100 debe desecharse como un residuo industrial normal
Espesor de membrana:	50 µm
Notas especiales:	Este sensor forma parte de los transmisores EVITA OXY 4100 y OXY 4150.
Rango de medición:	0,1 - 10 ppm recomendado
Tiempo de respuesta:	22 s