



Evita Oxy 1100, cartucho de membrana de 125 µm, paquete de 10

Ref. producto:

085G0030

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible

Recomendado para el rango de medición de 2-50 mg/L DO.

Los cartuchos de membrana para Oxy 1100 se suministran listos para su uso. Ánodo, cátodo, electrolito y membrana premontados en un envase de aluminio.

Los cartuchos se suministran listos para su uso

Larga duración y comodidad

Todos los productos están disponibles de manera individual o en paquetes de 5 y 10 unidades