



9181 Sonda de Oxígeno Disuelto sin membrana, 10 m de cable, NTC

de producto: 09181=A=2000

USD Precio: Contacto Hach

La sonda es parte de un sensor de oxígeno disuelto que consiste en un controlador, celda de bypass, membranas y otros consumibles. Compensación automática de la temperatura.

Especificaciones

Longitud de cable:	10 m cable integrado
Método de calibración:	Cero: eléctricamente o con agua libre de oxígeno
	Pendiente: en aire o en proceso utilizando un análisis de referencia
Rango de medición:	0 - 20 mg/L
Rango de presión:	Máx. 2,5 m profundidad de inmersión
Repetibilidad:	$\leq \pm 0,1$ mg/L o 2 % (lo que sea mayor)
Rosca del sensor:	0,75" NPT