



Kit de repuestos para analizador 9586 sc

Ref. producto: 09186=A=8000

EUR Precio: Contáctenos

Envío dentro de las próximas 2 semanas

Incluye 6 filtros, 1 electrodo de referencia, 1 boquilla de inyección Venturi, 7 bolas de plástico, 2 metros de tubo PE de 4x6 mm

Contenido de la caja

Filtros (6), electrodo de referencia (1), boquilla de inyección Venturi (1), o-ring (1), bolas de plástico (7), 2 metros de tubo PE de 4x6 mm