

FILTRO DE MEMBRANA ESTÉRIL MCE, BLANCO CON REJILLA, ENVASADO INDIVIDUALMENTE

Membrana	Éster de celulosa mixto (MCE)	Éster de celulosa mixto (MCE)
Color	Membrana blanca con rejilla	Membrana blanca con rejilla
Intervalo de cuadrícula	3*3 mm	3*3 mm
Tamaño de poro	0,22 µm	0,45 µm
Diámetro	47 mm	47 mm
Espesor	130 ± 50 µm	130 ± 50 µm
Caudal de agua @bar*cm ² *min	≥20 ml	≥70 ml
Punto de burbuja (kPa)	≥300	≥180
Capacidad de retención bacteriana	Valor de referencia > 7	Valor de referencia > 7
Tasa de recuperación bacteriana	≥80%	≥80%
Rango de pH	pH 4-8	pH 4-8
Temperatura máx.	130°C	130°C
Condiciones de entrega	Estéril por irradiación gamma	Estéril por irradiación gamma
Paquete	Empaquetado individualmente: 100 piezas/paquete	Empaquetado individualmente: 100 piezas/paquete

Características

- Alto caudal y flujo
- Estéril, envasado individualmente y listo para usar.
- Rejillas para contar fácilmente sin restringir el crecimiento de la colonia
- Excelente tasa de recuperación bacteriana
- El filtro de membrana listo para usar es compatible con otros dispensadores de laboratorio.

Aplicaciones

- Enumeración microbiana
- Pruebas de biocarga de productos farmacéuticos y cosméticos
- Análisis bacteriano de agua y bebidas
- Membrana blanca para bacterias coloreadas mientras que membrana negra para bacterias claras, blancas o transparentes

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.