

TDE40040LD; STP ULT; Class II

- Los ultracongeladores de - 40 °C Thermo Scientific™ serie TDE, accionados por un motor H, cuentan con tres modelos verticales que aumentan la capacidad de almacenamiento de 40 000 a 60 000 viales de 2 ml. La serie TDE es una solución sostenible y fiable con máxima seguridad de las muestras y ofrece ahorro operativo para cada laboratorio.
- Performance
- Powered by H-drive's hydrocarbon technology, these systems save up to almost 50% in energy usage and heat rejection over conventional refrigerant ultra-low freezers¹
- A quiet sound output below 53 dBA, enables the freezer to come out of the hallway and into the lab
- Meets $\pm 5^{\circ}\text{C}$ validation protocols at -40°C with strong peak variation and steady-state temperature variation
- Natural hydrocarbon refrigerants reduce system operating stresses promoting outstanding reliability and worry-free sample protection

