

## VERTICAL COMB 10 TEETH

- Eliminate comb assembly with Thermo Scientific™ Owl™ P8-Series System Combs. This assortment of heavy-duty, one-piece combs is for use with the Owl™ P8-Series Electrophoresis System.
- Los peines de una sola pieza y alta resistencia eliminan el montaje de peines.  
Peine de 10 dientes estándar; grosor de 0,5 mm  
N.º de dientes 10  
Grosor de los dientes (métrico) 0,5 mm  
Volumen del pocillo (métrico) 46 µl  
Para utilizar con (equipo) Owl P8-Series Electrophoresis System  
Línea de productos Owl  
Tipo Peine  
Unit Size Each

