

VERTICAL COMB 8 TEETH

- Eliminate comb assembly with Thermo Scientific™ Owl™ P8-Series System Combs. This assortment of heavy-duty, one-piece combs is for use with the Owl™ P8-Series Electrophoresis System.
- Los peines de una sola pieza y alta resistencia eliminan el montaje de peines.
Peine de 12 dientes estándar; grosor de 0,5 mm
N.º de dientes 12
Grosor de los dientes (métrico) 0,5 mm
Volumen del pocillo (métrico) 34 µl
Para utilizar con (equipo) Owl P8-Series Electrophoresis System
Línea de productos Owl
Tipo Peine
Unit Size Each

