



HOJA DE ESPECIFICACIÓN

Balanza Analítica OHAUS

Especificación	Valor
Capacidad máxima	220 g
Lectura mínima	0,1 mg
Tamaño del plato	90 mm
Calibración interna	AutoCal™: Automática
Protección contra corrientes de aire	Incluido
Pantalla auxiliar	Disponible como accesorio
Comunicación	USB; RS232; Host USB
Dimensiones	354 x 340 x 230 mm
Pantalla	Táctil a color WQVGA 4.3"
Linealidad	±0,2 mg
Peso mínimo	0,2 g
Peso neto	5,1 kg
Material del plato	Acero inoxidable
Alimentación	Adaptador de CA
Repetibilidad	0,1 mg
Tiempo de estabilización	3 s
Rango de tara	Capacidad total
Entorno de trabajo	10–30 °C, 80% HR