

AUTOCLAVE MANUAL ECOSHEL® CVQ-20J

Esterilización eficiente y confiable para laboratorios, clínicas y centros de investigación.

PRINCIPALES BENEFICIOS

- Capacidad de 20 litros para esterilización de instrumental y materiales.
- Control de presión y temperatura integrado.
- Temporizador programable para ciclos precisos.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Alarma auditiva al finalizar el ciclo.
- Diseño compacto ideal para laboratorios con espacio reducido.
- Operación sencilla y confiable.
- Construcción robusta para uso continuo.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	CVQ-20J
Volumen	20 L
Presión máxima de trabajo	30 Psi (0.22 MPa)
Temperatura máxima de trabajo	274°F (134°C)
Intervalo de presión	10 - 30 Psi (0.07 - 0.22 MPa)
Intervalo de temperatura	239 - 274°F (115 - 134°C)
Intervalo de tiempo	0 - 60 min
Charolas de esterilización	- Número de piezas: 3 - Dimensiones por charola: 340 x 200 x 30 mm
Dimensiones de la cámara de esterilización	Φ250 x 410 mm Aprox.
Dimensiones del equipo	480 x 470 x 390 mm
Peso	40 kg
Potencia	1.5 KW
Alimentación	CA 110V, 60Hz

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- Válvula de seguridad.
- Desagüe para liberar el excedente de agua del tanque.
- Interruptor de suspensión de alimentación.
- Mango en forma de clip para extraer las charolas de esterilización sin inconvenientes.
- Cable de alimentación incluido.
- Manual de operación.
- Cuenta con un controlador de presión y temperatura, así como un temporizador.
- Protección contra sobrecalentamiento y función de alarma auditiva al finalizar el ciclo de esterilización.

ACCESORIOS INCLUIDOS



APLICACIONES

- Laboratorios clínicos
- Laboratorios microbiológicos
- Universidades y centros educativos
- Clínicas y consultorios
- Industria farmacéutica
- Laboratorios de investigación
- Control de calidad
- Centros de análisis