



LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.



AUTOCLAVE VERTICAL

FELISA® FE-397

Esterilización eficiente y segura para laboratorios, clínicas e instituciones científicas.



Esterilización confiable

con programas predeterminados de temperatura y tiempo.



Control manual

de fácil y confiable operación.



Alta eficiencia

y resultados consistentes.



Protección contra sobrecalentamiento
para mayor seguridad.



Alarma auditiva

al finalizar el ciclo de esterilización.



Operación sencilla

y de fácil uso.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ⓜ	Modelo		FE-397
⚙	Control		Manual
⌚	Presión máxima	Kg/cm ²	2.1
⌚	Timer	min	No
⚡	Potencia	W	3000
Ⓜ	Voltaje	V	120 220
Ⓜ	Corriente	A	25 14
⊗	Dimensiones interiores*	cm	30 x 60
⊗	Dimensiones exteriores**	cm	66 x 40 x 101
Ⓜ	Capacidad	L	40
⚖	Peso	Kg	67
⌚	Temperatura máxima	°C	132

*ancho x profundidad x alto

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- ✓ Operación manual y confiable mediante volante.
- ✓ Construcción en acero inoxidable de alta calidad.
- ✓ Protección contra sobrecalentamiento para mayor seguridad.
- ✓ Alarma auditiva al finalizar el ciclo de esterilización.
- ✓ Diseño compacto y robusto, ideal para espacios de laboratorio.



Teléfonos:
55 7575 1661 | 55 7575 1662
55 7160 2454 | 55 7158 7031



Correo:
ventas@laborwasserdemexico.com



Página web:
www.laborwasserdemexico.com



Dirección:
Laureles 62, Jardines de Atizapán,
CP 52978, Edo. de México