



LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.



AUTOCLAVE VERTICAL

FELISA® FE-396

Esterilización eficiente y segura para laboratorios,
clínicas e instituciones científicas.



Esterilización confiable

con control preciso de temperatura
y presión.



Pantalla LCD

para visualizar temperatura
y presión.



Control manual

de fácil operación.



Alarma para límites

altos y bajos de temperatura.



Detección de fallas

y protección contra
bajas de voltaje.



Doble sistema de seguridad

para una operación confiable.



Construcción en acero

inoxidable 304

para máxima durabilidad.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

🕒	Modelo	FE-396
🕒	Capacidad	24 litros
🕒	Control	Manual
📺	Pantalla	LCD para observar temperatura y presión
⚙️	Presión máxima	1.6 kg/cm ²
🌡️	Temperatura máxima	125 °C
⚡	Potencia	2000 W
⚡	Voltaje	120 / 220 V
⚡	Corriente	16 / 9 A
📏	Dimensiones internas*	25 x 25 cm
📏	Dimensiones externas**	60 x 35 x 100 cm
⚖️	Peso	47 kg

* Diámetro x altura

** Ancho x profundidad x altura

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- ✓ Alarma para límites alto y bajo de temperatura.
- ✓ Detección de fallas y protección por bajas de voltaje.
- ✓ Timer programable hasta 99:59 minutos.
- ✓ Selección de idioma y unidades de operación.
- ✓ Impresora térmica opcional.
- ✓ Comunicación digital RS232.
- ✓ Manómetro de carátula para monitoreo continuo.
- ✓ Doble sistema de seguridad.
- ✓ Elementos calefactores en acero inoxidable 304.
- ✓ Tanque y canastilla fabricados en acero inoxidable 304.



Teléfonos:

55 7575 1661 | 55 7575 1662
55 7160 2454 | 55 7158 7031



Correo:

ventas@laborwasserdemexico.com



Página web:

www.laborwasserdemexico.com



Dirección:

Laureles 62, Jardines de Atizapán,
CP 52978, Estado de México