



LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

ALL AMERICAN®

AUTOCLAVE ELÉCTRICA **ALL AMERICAN®** **75X** 41 QT (39 L)

Esterilización eficiente y segura para laboratorios, clínicas, consultorios y aplicaciones de investigación.



Esterilización confiable
mediante vapor a presión.



Control termostático
automático.



Elemento calefactor
de inmersión de
alta eficiencia.



Válvula automática
de liberación de presión.



Temporizador mecánico
de 60 minutos con campana.



Indicador luminoso
de operación.



Canastilla de aluminio
incluida.



Soporte interior de
acero inoxidable.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	75X
Capacidad	41 QT (39 L)
Tipo	Autoclave eléctrica
Material del cuerpo	Aluminio
Control	Termostático automático
Temporizador	Mecánico 60 min con campana
Presión de trabajo	Vapor a presión
Potencia	1650 W
Voltaje	120 V
Corriente	13.75 A
Frecuencia	50/60 Hz
Diámetro interno	38.7 cm
Altura total	48.3 cm
Peso del equipo	20.4 kg
Capacidad recipiente interior	27.3 qt (25.8 L)
Material soporte interior	Acero inoxidable
Canastilla	Aluminio incluida
Fabricación	Made in U.S.A.

*Datos obtenidos de la ficha técnica del fabricante.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- ✓ Operación en 120 V.
- ✓ Elemento calefactor Calrod de inmersión.
- ✓ Cable de alimentación aterrizado de 3 hilos para mayor seguridad.
- ✓ Luz piloto indicadora de funcionamiento.
- ✓ Válvula automática de liberación.
- ✓ Aprobación UL.
- ✓ Garantía de fábrica de un año.
- ✓ Diseñada para hospitales, laboratorios y consultorios médicos.
- ✓ Construcción robusta en aluminio de alta resistencia.
- ✓ Esterilización rápida y eficiente gracias a su elemento calefactor de 1650 W.

APLICACIONES

- Laboratorios clínicos
- Hospitales
- Clínicas veterinarias
- Consultorios médicos y dentales
- Centros de investigación
- Universidades
- Industria farmacéutica

ACCESORIOS INCLUIDOS



Canastilla
de aluminio



Soporte interior
de acero inoxidable



Teléfonos:

55 7575 1661 | 55 7575 1662
55 7160 2454 | 55 7158 7031



Correo:

ventas@laborwasserdemexico.com



Página web:

www.laborwasserdemexico.com



Dirección:

Laureles 62, Jardines de Atizapán,
CP 52978, Estado de México