



LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

ALL AMERICAN®



AUTOCLAVE ELÉCTRICA

ALL AMERICAN®

50X

24 L

Esterilización eficiente y segura para laboratorios, clínicas, consultorios y aplicaciones de investigación.

 **Esterilización confiable** mediante vapor a presión.

 **Control termostático** automático.

 **Elemento calefactor** de inmersión de alta eficiencia.

 **Válvula automática** de liberación de presión.

 **Temporizador mecánico** de 60 minutos con campana.

 **Indicador luminoso** de operación.

 **Canastilla de aluminio** incluida.

 **Soporte interior** de acero inoxidable.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Modelo	50X-120
	Descripción	Autoclave de Vapor Eléctrica 50X-120V
	Marca	ALL AMERICAN
	Capacidad Bruta	24 L
	Volumen de Operación	13.7 L
	Dimensiones Internas	Ø 283 x 260 mm
	Peso	13 kg
	Requisitos Eléctricos	120 V, 50/60 Hz, 1650 W, 13.75 A
	Presentación	Por pieza

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- ✓ Operación en 120 V.
- ✓ Elemento calefactor Calrod de inmersión.
- ✓ Cable de alimentación aterrizado para mayor seguridad.
- ✓ Luz piloto indicadora de funcionamiento.
- ✓ Válvula automática de liberación de presión.
- ✓ Construcción robusta en aluminio de alta resistencia.
- ✓ Ideal para laboratorios, hospitales y consultorios.
- ✓ Fabricada en Estados Unidos.

APLICACIONES

- Laboratorios clínicos
- Hospitales
- Clínicas veterinarias
- Consultorios médicos y dentales

ACCESORIOS INCLUIDOS



Canastilla de aluminio



Soporte interior de acero inoxidable



Teléfonos:
55 7575 1661 | 55 7575 1662
55 7160 2454 | 55 7158 7031



Correo:
ventas@laborwasserdemexico.com



Página web:
www.laborwasserdemexico.com



Dirección:
Laureles 62, Jardines de Atizapán,
CP 52978, Estado de México