



LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

ECOSHEL®

AUTOCLAVE VERTICAL ELÉCTRICA

ECOSHEL® CVQ-280D

24 L

Esterilización eficiente y segura para laboratorios, clínicas, consultorios e instituciones científicas.



Esterilización confiable
mediante vapor a presión.



Sistema de control
de presión y temperatura.



Operación sencilla
mediante temporizador mecánico.



Construcción en acero inoxidable
de alta durabilidad.



Doble sistema de seguridad
mediante válvula de seguridad
y válvula de escape.



Excelente desempeño para
laboratorios y clínicas.



Fácil mantenimiento
y operación.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	CVQ-280D
Volumen	24 litros
Intervalo de presión	0.05 - 0.14 MPa
Intervalo de tiempo	0 - 60 min
Potencia	2 kW
Alimentación	CA 110-120 V, 60 Hz
Dimensiones del contenedor	Diám. 280 x 390 mm
Dimensiones del equipo	410 x 410 x 630 mm
Peso neto	18 kg
Peso bruto	20 kg
Material del contenedor	Acero inoxidable
Material de la canastilla	Acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- ✓ Sistema de control de presión y temperatura.
- ✓ El contenedor y canastilla están hechos de acero inoxidable.
- ✓ Cuenta con 2 válvulas: válvula de seguridad y válvula de escape de aire.
- ✓ Diseño compacto ideal para espacios reducidos.
- ✓ Operación confiable para procesos de esterilización por vapor.
- ✓ Construcción robusta y de larga vida útil.

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Canastilla
- Llave para tuerca de mariposa
- Placa con orificios
- Llave de descarga de agua
- Cable de alimentación



APLICACIONES

- Laboratorios clínicos
- Hospitales
- Clínicas veterinarias
- Consultorios médicos y dentales
- Centros de investigación
- Universidades
- Industria farmacéutica



Teléfonos:
55 7575 1661 | 55 7575 1662
55 7160 2454 | 55 7158 7031



Correo:
ventas@laborwasserdemexico.com



Página web:
www.laborwasserdemexico.com



Dirección:
Laureles 62, Jardines de Atizapán,
CP 52978, Estado de México