

INCUBADORA DE LABORATORIO

ECOSHEL®

MODELO 9052

47 L

Incubadora diseñada para aplicaciones microbiológicas, biológicas, farmacéuticas y de investigación que requieren condiciones estables y uniformes de temperatura. Su sistema de convección forzada proporciona una excelente distribución térmica para garantizar resultados precisos y reproducibles.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

-  Intervalo de temperatura de T.A. +5 °C a 65 °C.
-  Estabilidad térmica de ± 0.5 °C.
-  Sistema de convección forzada (mecánica).
-  Doble pantalla LED para monitoreo continuo.
-  Puerta interna de vidrio para observación sin alterar las condiciones internas.
-  Alarma auditiva por sobrecalentamiento.
-  Temporizador programable hasta 9999 minutos.
-  Operación sencilla e intuitiva.



Puerta interna de vidrio para observar el interior del equipo sin interrumpir la incubación.



Alarma auditiva al finalizar el tiempo programado y por sobrecalentamiento.



Panel de control sencillo e intuitivo, con doble pantalla LED para fácil visualización de los parámetros configurados.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	9052
Capacidad	47 L
Intervalo de temperatura	T.A. +5 °C a 65 °C
Estabilidad de temperatura	± 0.5 °C
Tipo de convección	Convección forzada (mecánica)
Temporizador	0 – 9999 min
Dimensiones internas	340 x 340 x 410 mm
Dimensiones externas	500 x 540 x 760 mm
Potencia	210 W
Alimentación	CA 110 V, 60 Hz

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- ✓ Puerta interna de vidrio para observar las muestras sin interrumpir el proceso de incubación.
- ✓ Alarma auditiva al finalizar el tiempo programado.
- ✓ Sistema de protección por sobrecalentamiento.
- ✓ Panel de control sencillo e intuitivo.
- ✓ Doble pantalla LED para fácil visualización de temperatura y tiempo.
- ✓ Excelente uniformidad térmica gracias a la circulación forzada del aire.
- ✓ Interior diseñado para aplicaciones de laboratorio e investigación.



APLICACIONES

-  Microbiología
-  Cultivo celular
-  Investigación biológica
-  Laboratorios farmacéuticos
-  Laboratorios clínicos
-  Universidades y centros de investigación
-  Control de calidad
-  Industria alimentaria



Teléfonos:
55 7575 1661 | 55 7575 1662
55 7160 2454 | 55 7158 7031



Correo:
ventas@laborwasserdemexico.com



Página web:
www.laborwasserdemexico.com



Dirección: Laureles 62, Jardines de Atizapán, CP 52978, Estado de México