



LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

TRACEABLE®

TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL CON RELOJ

TRACEABLE®

MODELO CC-4040

MONITOREO PRECISO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD

Equipo diseñado para monitorear simultáneamente temperatura, humedad relativa y hora en laboratorios, almacenes, áreas de producción, cámaras de almacenamiento y ambientes controlados. Su función de registro de valores mínimos y máximos permite un seguimiento confiable de las condiciones ambientales para asegurar el cumplimiento de procesos de calidad y normativas.



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Medición simultánea de temperatura, humedad y hora.
- Función de registro de valores mínimos y máximos.
- Formato de reloj seleccionable 12 o 24 horas.
- Visualización de temperatura en °C y °F.
- Pantalla LCD de fácil lectura.
- Incluye Certificado Traceable®.
- Diseño compacto para escritorio o montaje en pared.



TEMPERATURA

Rango
0.0 a 40.0 °C
Precisión
±1.0 °C



HUMEDAD

Rango
20 a 90 % HR
Resolución
1 % HR



MIN / MAX

Registro automático de valores mínimos y máximos.



RELOJ

Formato
12 / 24 horas
Resolución de tiempo
1 minuto



CERTIFICADO TRACEABLE®

Incluye Certificado Traceable® para mayor confiabilidad.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	CC-4040
Temperatura	0.0 a 40.0 °C
Resolución de temperatura	0.1 °C
Precisión	±1.0 °C
Rango de humedad	20 a 90 % HR
Resolución de humedad	1 % HR
Sensor	Sonda interna
Unidades de medición	°C / °F
Funciones	Mínimo / Máximo
Formato de hora	12 / 24 horas
Resolución de tiempo	1 minuto
Dimensiones	107 x 57 x 12 mm
Peso	70 g

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- ✓ Pantalla LCD de gran visibilidad.
- ✓ Registro automático de valores mínimos y máximos.
- ✓ Cambio de unidades °C / °F.
- ✓ Visualización simultánea de temperatura, humedad y hora.
- ✓ Diseño compacto y portátil.
- ✓ Fácil instalación y operación.
- ✓ Ideal para monitoreo continuo de ambientes controlados.

ACCESORIOS INCLUIDOS



Certificado Traceable®.



Soporte integrado para mesa.



Soporte para montaje en pared.



Batería.

APLICACIONES

- Laboratorios de investigación.
- Laboratorios clínicos.
- Industria farmacéutica.
- Industria alimentaria.
- Cámaras de almacenamiento.
- Control de calidad.
- Almacenes y centros de distribución.
- Universidades y centros de investigación.



Teléfonos:

55 7575 1661 | 55 7575 1662
55 7160 2454 | 55 7158 7031



Correo:

ventas@laborwasserdemexico.com



Página web:

www.laborwasserdemexico.com



Dirección: Laureles 62, Jardines de Atizapán, CP 52978, Estado de México