

SCIENCE MED | Science MED

MINI CENTRÍFUGA

Modelo SM1008

Centrifugación rápida, silenciosa y eficiente en un diseño compacto, ideal para microtubos y tiras de PCR. Perfecta para estaciones de trabajo en laboratorios clínicos, biomédicos y de investigación.



**OPERACIÓN
SEGURA
Y CONFIABLE**

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

-  Operación sencilla y silenciosa.
-  Intercambio de rotores rápido, sin uso de herramientas.
-  Tapa traslúcida, fácil apertura y cierre suave.
-  Tamaño compacto, ideal para equipar las estaciones de trabajo.
-  Centrifugación rápida y cómoda.
-  Parada automática del rotor cuando se abre la tapa.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Velocidad máxima:	7,000 RPM
RCF máxima:	2,680 xg
Capacidad del rotor:	8 tubos de 2, 1.5, 0.5 y 0.2 mL / 4 tiras de 8 tubos para PCR
Ruido:	≤45dB
Tipo de motor:	Motor eléctrico con escobillas
Dimensiones:	160 x 170 x 122 mm
Peso:	0.5 Kg
Potencia:	20W
Alimentación:	110-240V, 60 Hz

INCLUYE

- ✓ Rotor A8-2P para 8 tubos
- ✓ Rotor A04-RCP8 para 4 tiras de 8 tubos para PCR
- ✓ Adaptadores para tubos de 0.2 y 0.5 mL
- ✓ Eliminador
- ✓ Manual de operación



Rotor A8-2P
para 8 tubos



Rotor A04-RCP8
para 4 tiras de 8
tubos para PCR



Adaptadores para
tubos de 0.2 y 0.5 mL



Eliminador



Dirección:

C. Laureles 62, Jardines de Atizapan,
52978 Cdad. López Mateos, Méx.



Teléfonos:

5575751661 / 5575751662
5571602454 / 5571587031



Correo:

ventas@laborwasserdemexico.com



Sitio web:

www.laborwasserdemexico.com

SÍGUENOS EN:



Labor Wasser de México, SA de CV

@labor_wm