

# CENTRÍFUGA PARA HEMATOCRITO CENTRIFICIENT V

## Modelo Centrificient V

Equipo silencioso, seguro y confiable, su suave aceleración y desaceleración protegen a las muestras de la turbulencia.

Centrífuga diseñada para la separación de suero o plasma a partir de volúmenes muy pequeños además muy apropiada para trabajar en la determinación de células de sangre en volúmenes específicos. Reloj y control de velocidad digital con memorias. Rotor equilibrado para evitar vibraciones y ruidos.

Para ser usada principalmente en Laboratorios Clínicos, Bioquímicos e Inmunología.

**Centrificient®**



**SEGURA,  
CONFIABLE Y  
EFICIENTE**

### CARACTERÍSTICAS DESTACADAS



Centrífuga electromagnética  
(no utiliza carbones)



Libre de mantenimiento



Botón de apertura de emergencia



Botones digitales fáciles de usar  
aún con guantes



Velocidad variable de 0 a 12,000 RPM



Multifunciones en panel de control



Temporizador digital de 99 minutos



Patas tipo ventosa, antideslizantes



Dispositivo de seguridad que no  
permite abrir la tapa mientras el  
rotor esté girando



Exterior de fácil limpieza

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Velocidad máxima . (RPM): | 12,000             |
| Capacidad rotor:          | 24 Capilares       |
| Máxima RCF:               | 16,500 xg          |
| Rango de tiempo:          | 0-99 min.          |
| Sonido menor a:           | <65 Db (A)         |
| Peso:                     | 15 Kg              |
| Dimensiones:              | 230 x 310 x 240 mm |
| Alimentación:             | 110 V              |
| Frecuencia:               | 50 Hz, 5A          |

### ROTOR EQUILIBRADO

Diseñado para 24 capilares.  
Evita vibraciones y ruidos,  
garantizando resultados  
confiables.



5575751661 / 5575751662  
5571602454 / 5571587031



ventas@laborwasserdemexico.com



www.laborwasserdemexico.com

SÍGUENOS



Labor Wasser de México, SA de CV  
@labor\_wm