




LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.



WHIRL-PAK®
Filtration Group

GRADILLA DE ALAMBRE AZUL PARA 21 BOLSAS WHIRL-PAK® **B00677**

Gradilla fabricada en alambre metálico con recubrimiento azul, diseñada para el transporte, organización y manejo seguro de bolsas Whirl-Pak® durante el muestreo y traslado de muestras al laboratorio. Su diseño mantiene las bolsas en posición vertical, ayudando a evitar derrames y contaminación cruzada.



ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE

21

CAPACIDAD PARA 21 BOLSAS

Organización simultánea de muestras.



TRANSPORTE SEGURO

Mayor estabilidad durante el traslado.



POSICIÓN VERTICAL

Ayuda a prevenir derrames.



COMPARTIMIENTOS 4 × 5 CM

Distribución uniforme y ordenada.

LAB

CAMPO Y LABORATORIO

Uso práctico en distintas etapas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad:	21 bolsas Whirl-Pak®
Material:	Acero con cubierta termoplástica
Color:	Azul
Compartimientos:	4 × 5 cm
Compatibilidad:	Bolsas de 58 mL (2 oz) a 207 mL (7 oz)
Medidas externas:	31.8 × 16.5 × 7.6 cm
Esterilización:	Esterilizable en autoclave

★ CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- ✓ Mantiene las bolsas en posición vertical.
- ✓ Ayuda a evitar derrames y contaminación cruzada.
- ✓ Facilita el transporte y la organización de muestras.
- ✓ Recubrimiento termoplástico azul de fácil manejo.

📄 USO Y APLICACIÓN

21
BOLSAS

Diseñada para el transporte, organización y manejo seguro de bolsas Whirl-Pak® durante el muestreo y traslado de muestras al laboratorio.

Rango compatible: 58 mL (2 oz) a 207 mL (7 oz).



Teléfonos:

55 7575 1661 | 55 7575 1662
55 7160 2454 | 55 7158 7031



Correo:

ventas@laborwasserdemexico.com



Página web:

www.laborwasserdemexico.com



Dirección: Laureles 62, Jardines de Atizapán, CP 52978, Estado de México