



LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.



WHIRL-PAK®
Filtration Group

BOLSA WHIRL-PAK® ESTÁNDAR ESTÉRIL · 4 OZ (118 mL) · 7.5 × 18.5 CM **B00679**

Bolsa Whirl-Pak® estéril diseñada para la recolección, transporte y almacenamiento de muestras líquidas y semisólidas en análisis microbiológicos, ambientales y de alimentos. Su tamaño compacto facilita el muestreo y permite un manejo seguro y práctico de muestras pequeñas.



ESTÉRIL · PRESENTACIÓN 500 PZAS.

118

CAPACIDAD 4 OZ (118 mL)

Formato compacto para muestras pequeñas.

EST

BOLSA ESTÉRIL

Lista para procesos de muestreo controlado.

3X

TRES TIPOS DE MUESTRA

Líquidos, semisólidos o sólidos.

°C

AMPLIO RANGO TÉRMICO

Hasta 82 °C y congelación a -210 °C.

PE

POLIETILENO LISO

Flexible, resistente y de fácil manejo.

⚙️ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad:	4 oz (118 mL)
Material:	Polietileno
Acabado:	Lisa
Medidas:	7.5 cm de ancho × 18.5 cm de altura
Espesor:	2.25 mils (0.057 mm)
Temperatura:	Hasta 82 °C / congelación hasta -210 °C
Presentación:	500 piezas estériles

★ CARACTERÍSTICAS

- ✓ Bolsa estándar estéril de superficie lisa.
- ✓ Tamaño compacto para muestras pequeñas.
- ✓ Apta para líquidos, semisólidos o sólidos.
- ✓ Manejo práctico en laboratorio y campo.

📋 APLICACIONES

500
PIEZAS

Diseñada para la recolección, transporte y almacenamiento de muestras en análisis microbiológicos, ambientales y de alimentos.

Tipos de muestra: líquidos, semisólidos y sólidos.



Teléfonos:

55 7575 1661 | 55 7575 1662
55 7160 2454 | 55 7158 7031



Correo:

ventas@laborwasserdemexico.com



Página web:

www.laborwasserdemexico.com



Dirección: Laureles 62, Jardines de Atizapán, CP 52978, Estado de México